



GLOBAL ORTHODONTIC SOLUTIONS

Laboratoire **ORTHOKLASS**

35, Rue des tuileries

13290 LES MILLES

Tel : 04 88 29 46 49

orthoklass@gmail.com

Cachet du cabinet

Nom du patient : _____

Date de livraison au cabinet : _____

Je désire recevoir les photos du collage pour validation



Mail du praticien : _____

PLAN DE TRAITEMENT

merci de vous servir du schéma dentaire pour nous donner le maximum d'informations :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> extractions : | <input type="checkbox"/> prothèses : |
| <input type="checkbox"/> dents incluses : | <input type="checkbox"/> sur-correction : |
| <input type="checkbox"/> chirurgie : | <input type="checkbox"/> mini-vis : |
| <input type="checkbox"/> implants : | <input type="checkbox"/> boutons à coller : |
| <input type="checkbox"/> ouverture d'espaces : | <input type="checkbox"/> calles en composite : |

Notes



CHOIX DES ATTACHES

EXPERIENCE ceramic

sur les prémolaires inférieures

Slots en .020"x.028" sur les incisives :

Attaches avec crochets

(à l'exception des canines et des molaires)

4 sup 4 inf 5 sup 5 inf

Pour toute autre technique (Slots en .018"x.025", MBT, Extra-torque...), n'hésitez pas à nous contacter.

CHOIX DES ARCS

ils seront livrés avec votre collage

Informations sur la forme d'arcade :

Arc maxillaire

- NiTi .014"
- Bio-Edge .020"x.020"
- TMA .019"x.025"
- Acier .016"x.022"
- Acier .019"x.025"

Arc mandibulaire

- NiTi .014"
- Bio-Edge .020"x.020"
- TMA .019"x.025"
- Acier .016"x.022"
- Acier .019"x.025"

Esthétiques Alabflex

- NiTi .017"
- NiTi .020"x.020"
- Acier .017"x.025"

Esthétiques Alabflex

- NiTi .017"
- NiTi .020"x.020"
- Acier .017"x.025"

les attaches auto-ligaturantes céramiques en Roth .022"x.028" sont fournies par le laboratoire. Les gouttières de transfert sont en Mémosil (Silicone transparent) ce qui permet d'utiliser tous les produits de collage.

Merci de nous envoyer une radiographie panoramique du patient.

Je désire recevoir un tube de colle GC Ortho Connect